

关于拉霍夫斯基振荡器复兴的工程师访谈摘要

发明家**丹尼斯·尤里耶维奇 (Denis Yuryevich)** 讨论了他重建传奇的拉霍夫斯基振荡器 (Lakhovsky Oscillator) 的工作。该设备最初由乔治·拉霍夫斯基 (George Lakhovsky) 在一个世纪前开发。

该振荡器旨在发射生物能量场，通过与自然生物频率产生共振，促进健康和细胞间通信。

关键点与见解

1. 现代重建与原版设备

- 原版设备：** 约100年前发明，运行过程中伴随嘈杂的火花放电。
- 现代版本：** 使用晶体管和3D建模，实现静音运行，效率更高，用户体验更舒适。
- 材料改进：** 现代材料和电子技术实现了更好的控制和增强的效果，次级天线的效率比原版提高了约75%。

2. 拉霍夫斯基振荡器的核心原理

- 该设备不产生传统的电磁振荡（涉及强磁场和电流）。
- 它创造出**高电压、极低电流的标量场 (Scalar Fields)** 或标量能。这种能量具有生物兼容性，能被生物体良好感知。
- 这些场类似于自然现象（如雷雨中的高压低流电位），可以无害地为生物体充电。

3. 标量场与生物共振

- 振荡器的工作原理是**与细胞频率产生共振**。
- 拉霍夫斯基凭直觉通过数学计算确定了这些频率，并将其与光速和导体周长联系起来。
- 每种细胞类型在不同的频率上共振，从而促进细胞间的通信。
- 该设备增强了这种自然共振，放大健康细胞的“声音”或能量信号，从而支持再生和免疫功能。

4. 生物与健康效应

通过增强细胞共振，振荡器帮助身体恢复平衡的细胞通信，促进愈合和再生。报告的益处包括：

- 免疫增强：** 帮助免疫系统更好地识别并消除不健康或变异的细胞（包括癌细胞）。

- 过敏缓解：**减轻或消除过敏反应和慢性症状（例如丹尼斯的过敏性咳嗽消失）。
- 循环改善：**改善微循环和血液质量。
- 活力提升：**增强大脑功能、记忆力、体能，改善睡眠质量（常伴有深度且生动的梦境）。

5. 设备安全性与使用方法

- 运行参数：**运行电压约为 10,000 至 50,000 V，但电流极低，在正常条件下使用是安全的。
- 安全建议：**接触天线可能因放电引起轻微灼伤，需避免直接接触并让儿童远离。
- 使用建议：**建议天线间距为 1 至 1.5 米。每次疗程通常持续 5 到 10 分钟。
- 频率：**单次使用的效果可维持 2-3 天；针对严重情况，可每日进行三次 10 分钟的疗程。

6. 健康与愈合哲学

- 舍佩尔 (Shepel) 强调，该振荡器是“**能量助手**”，而非万灵药。
- 它支持身体的自愈能力，但饮食、压力管理和运动等生活方式因素依然至关重要。
- 该设备可与常规治疗（如抗生素）配合使用，因为它在能量层面而非生物化学层面起作用。

设备演变与使用时间轴

时期	事件 / 发展
20世纪初	拉霍夫斯基发明了使用火花间隙的原型振荡器。
二战时期	拉霍夫斯基移居美国并获得设备专利。
20世纪末	电子技术的进步为现代重新诠释提供了可能。
21世纪初	丹尼斯·舍佩尔 (Denis Shepel) 利用原始专利和现代技术重建了该设备。
现在	设备被用作能量健康助手，并记录了积极的疗效。

技术对比：原版 vs 现代设备

特征	原版设备 (拉霍夫斯基)	现代设备 (舍佩尔版本)
结构	火花间隙，噪音大，触点大	晶体管，静音，3D打印塑料部件
天线配置	两个线圈，次级天线效率低	改进的线圈排列，效率提升 75%

特征	原版设备 (拉霍夫斯基)	现代设备 (舍佩尔版本)
运行方式	高压火花, 噪音大	高压、低电流, 静音运行
材料	20世纪初的组件	现代材料, 精密工程
用户体验	噪音和火花可能导致不适	舒适, 鼓励进入冥想状态
安全性	火花存在一定风险	更安全, 具备自动过载保护

结论

丹尼斯·舍佩尔的工作复兴并现代化了乔治·拉霍夫斯基的振荡器技术。通过标量场增强细胞共振, 这种生物能量设备为健康提供了非侵入性的支持。它并非万能药, 而是协助身体自然愈合和再生过程的强大工具, 强调了在使用技术的同时保持整体健康生活方式的重要性。